

全能版读取器

通讯

- 与电脑通信
- 与CGM通信
- 与APP通信
- 与云端通信
- 传输数据内容
- 账号登陆

硬件

- 显示屏
- Wifi
- usb接口
- NFC
- 蜂鸣器
- 振动
- 处理器
- 尺寸
- 存储
- 电量
- 运动传感器
- 数据存储

血糖表征

参数设置

添加事件

- 运动
- 胰岛素
- 饮食
- 药品
- 身体状态
- 其它

其他综合

- 数据分享
 - 分享方式：连接？邮箱？
 - 分享内容：血糖值、趋势、范围、警报事件
 - 分享时间或更新：30min；实时
- 帮助
 - 参数设置向导
 - 安全声明
 - 用户指导：？
 - FAQ：安全问答
 - 联系商家及技术服务指导
 - 关于：软件版本/法律要求/系统兼容性 测试机型列表/ 版权
 - 系统信息
- 启动事项

软件质量及标准

- 规范标准：IEC 14443
- 体系文档

硬件功能指标

- 显示
 - 电池电量显示
 - 传感器状态显示
 - 时间显示
 - 校准倒计时显示
 - 可触屏操作
 - 节能保护
 - 界面响应：用户在主界面的操作响应时间应该不大于200ms
 - 错误状态显示
- 传感器激活
 - 激活传感器
 - 传感器安装状态检测
 - 激活获取序列号
- 闹钟

报警